

Omega



Uživatelské instrukce

Informace pro uživatele křesla Omega
Květen 2004

Obsah

- 1 Představení křesla Omega
- 2 Informace o výrobku Omega
- 2 Postup při nákupu a následném používání křesla
- 3 Uživatelské instrukce
- 3 Dotazy a problémy

Používání křesla Omega

- 3 Nastavení výšky zad
- 4 Nastavení úhlu sedu
- 4 Napnutí kabelu pístového mechanismu
- 5 Montáž sedáku
- 5 Kolečka
- 6 Podnožka
- 7 Snímatelné potahy
- 7 Potah pod hlavu
- 7 Bezpečnostní popruh a upevňovací kroužky
- 7 Bezpečnostní pás
- 8 Péče a údržba
- 8 Možná rizika, upozornění a varování
- 8 Podpora



Představení křesla Omega

Co je Omega?

Omega je robustní, odolné křeslo, které vydrží náročné a ostré pohyby a přitom poskytuje bezpečné, pohodlné sezení s podporou držení těla a antidekubitními vlastnostmi.

Proč je potřeba takové křeslo?

Omega je navržena speciálně pro osoby trpící Huntingtonovou chorobou a dalšími neurologickými obtížemi. Svou velikostí a poskytovaným pohodlím má mnohostranné využití.

Schopnost sedící osoby naplno fungovat a vykonávat různé činnosti závisí na možnosti udržení správného postavení těla. Všechny aktivity jsou ovlivněny držením těla. Jestliže se člověk nemůže hýbat nebo má problémy s udržením trupu, bývá nezbytné, aby sedadlo suplovalo z vnějšku tato jeho omezení.

Omega má být robustní, odolné křeslo, které vydrží náročné a ostré pohyby a přitom poskytuje bezpečné, pohodlné sezení.

Omega je křeslo vhodné k odpočinku i k dalším činnostem, např. ke stravování. Poskytuje bezpečné sezení v robustním, odolném sedadle, které vydrží náročné a ostré pohyby. Zvláštní spojení opěradla zad a sedáku umožňuje měnit úhel sedu sklopením zad, aby byla stále zachována správná pozice těla.



Pro koho je křeslo Omega vhodné?

Křeslo Omega je vhodné pro osoby trpící Huntingtonovou chorobou a dalšími neurologickými obtížemi i pro obecné použití v rámci ošetrovatelské péče. Má široké využití v domácnostech, nemocnicích, hospicích a ústavech sociální péče.

Informace o výrobku Omega

Druh výrobku

- Křeslo Omega

Volitelné součásti

- PU sedadlo

Příslušenství

- Potah pod hlavu
- Sada vyměnitelných potahů (na opěradlo zad, sedák, područky, podnožku)
- Vyměnitelný potah na opěradlo zad
- Vyměnitelný potah na sedák
- Vyměnitelné potahy na područky
- Vyměnitelný potah na podnožku
- 2" černý bezpečnostní pás včetně dlouhých popruhů s karabinou
- Bezpečnostní pás
- Pás k zafixování pánve
- Fleecový pás k zafixování pánve

Postup při nákupu a následném používání křesla

Pokud uvažujete o nákupu křesla Omega, doporučujeme vám dodržet následující zásady vedoucí ke správnému postupu při nakupování a následnému účinnému využití křesla:

1. V rámci předepisování křesla vyhledejte rady kvalifikovaného terapeuta/profesionála nebo zástupce či distributora společnosti Kirton.
2. Jestliže si nejste jisti při objednávání křesla a jakéhokoli příslušenství, kontaktujte vašeho terapeuta nebo zástupce či distributora společnosti Kirton nebo náš tým služeb zákazníkům na **informační lince zdarma 0800 212709 nebo +44 (0) 1440 705352** ze zemí mimo Velké Británie.
3. Po nákupu křesla se doporučuje, aby všichni zaměstnanci, kteří budou dohlížet na jeho uživatele, byli zaškoleni z hlediska bezpečného a správného nastavení křesla k zajištění maximálního užitku pro pacienty.
4. Mělo by být pravidelně kontrolováno, zda osoby sedící v křesle Omega jsou ve správné pozici.

Uživatelské instrukce

Účelem následujících uživatelských instrukcí je poskytnout návod, jak užívat, nastavovat a udržovat křeslo Omega.

Tyto instrukce by si měli přečíst všichni, kteří budou dohlížet na uživatele křesla, nebo budou o křeslo pečovat.

Křeslo Omega musí být nastaveno individuálně pro každého uživatele, co se týče výšky zádové opěrky a úhlu sedu, aby bylo zajištěno bezpečné a pohodlné sezení.

Uložte, prosím, tento návod k použití spolu s kartou záznamů o péči a údržbě.

Dotazy a problémy

Pokud po nákupu křesla Omega či při jeho následném nastavování a používání narazíte na nějaké problémy nebo nejasnosti, kontaktujte zástupce či distributora společnosti Kirton nebo náš tým služeb zákazníkům na **informační lince zdarma 0800 212709 nebo +44 (0) 1440 705352** ze země mimo Velké Británie a oni vám s radostí poradí.

Používání křesla Omega

Doporučujeme nastavit křeslo, aby vyhovovalo specifickým požadavkům každého uživatele, co se týče výšky opěradla zad a úhlu sedu.


Zatímco nastavení úhlu sedu lze jednoduše provést, i když uživatel sedí v křesle, při úpravě výšky zad musí být křeslo prázdné.

Nastavení výšky zad

Křeslo Omega má dvě polohy nastavení výšky zádové opěrky, je ji možno nastavit buď na výšku 800 mm, nebo do nižší pozice na 740 mm.

- Při snižování nebo zvyšování výšky zádové opěrky se ujistěte, že na křesle nikdo nesedí.
- V zadní část zádové opěrky najdete upevňovací šrouby. Horní dva šrouby by měly být úplně vyšroubovány, zatímco dolní dva stačí povolit tak, aby bylo možné pohybovat zádovou opěrkou nahoru a dolů, ale aby zcela od křesla neodpadla.
- Pohněte zádovou opěrkou do požadované výšky a ujistěte se, že jsou všechny šrouby bezpečně dotaženy.

Než se uživatel znovu posadí do křesla, vždy zkontrolujte, zda není zádová opěrka volná.



Nastavení úhlu sedu

Úhel sedu může být měněn s použitím pístového nastavovacího mechanismu. Tento mechanismus se nachází na pravém řídicím páčce.



Souběžné nastavení zadové opěrky a sedáku umožňuje zvětšit úhel sedu nastavením úhlu opěrky zad pro dosažení optimální pozice sedící osoby.

- Pro změnu úhlu sedu stiskněte páčku pístového mechanismu směrem k řídicímu páčce a tlačte ji dolů, dokud není dosažena požadovaná pozice.



- Pro návrat zpět do vzpřímenější pozice stiskněte páčku pístového mechanismu směrem k řídicímu páčce a lehce zatlačte opěrku zad do požadované polohy.

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat pozici sedící osoby, aby bylo zachováno správné sezení.



Napnutí kabelu pístového mechanismu

Po častém používání může být pístový mechanismus méně účinný a páčka při stisknutí volná, což indikuje, že je uvolněný přívodní kabel.

- K napnutí kabelu povolte malý šroubek na vrchu páčky, protáhněte viditelnou část kabelu opatrně kleštěmi skrz páčku a šroubek znovu utáhněte.

Montáž sedáku

Potřebné náčiní: Křížový šroubovák

Sedák křesla Omega je bezpečně upevněn. Je ho možné ale odmontovat z důvodu čištění nebo výměny sedáku.

- K odmontování sedáku otočte křeslo na bok, abyste měli dobrý přístup k jeho spodní části. Při zvedání a otáčení křesla dejte pozor, abyste si nepohmoždili prsty nebo nepoškodili křeslo. Tuto činnost by měly vykonávat alespoň dvě osoby.



- Pokud máte přístup ke spodní části křesla, najdete dva křížové šrouby vespod sedáku a povolte je. Sedák se postupně uvolní a až šrouby úplně vyjmete, lze sedák zcela vyndat.

- Při výměně sedáku umístěte nový tak, aby se otvory pro šrouby v něm shodovaly s otvory v kovové konstrukci a zajistěte bezpečné utažení šroubů. Před tím, než se někdo do křesla znovu posadí, vždy dvakrát překontrolujte, že jsou šrouby bezpečné a že se sedák nehýbe.


Kolečka

Křesla Omega, včetně podnožky, jsou vybavena 100mm velkými kolečky. Zadní dvě kolečka mají brzdu.

- Pro zabrzdění stiskněte směrem dolů přední hranu rýhované západky na kolečku. Křeslo by mělo být zabrzděno při každém transportu.



- K odbrždění stlačte horní hranu brzdy dolů, dokud nebude ve stejné úrovni s kolečkem.




- Před tím, než budete s křeslem pohybovat, se vždy ujistěte, že kolečka nejsou zabrzděná.

Podnožka

Podnožka se skládá z pěny na dřevěné konstrukci a kovového základu, ke kterému jsou připojena kolečka. Do podnožky byla vsazena i zadní kolečka, aby bylo křeslo mobilnější a lépe ovladatelné.

Podnožka je připevněna ke křeslu silnými gumovými západkami, které zabezpečují pevné spojení s křeslem i při extrémním náporu.



- Pokud chcete odejmout podnožku od křesla, otevřete sponu tak, že ji zvednete a vyskočí pružná svorka, která podnožku uvolní. Toto je třeba provést na obou stranách křesla.




Podnožka pevně nedrží u křesla


Po určité době používání se může stát, že se pěna uvnitř podnožky opotřebí a podnožka bude vzhledem ke křeslu volná.

- Při přidělování podnožky ke křeslu zaklapněte plastovou sponu podnožky do západky umístěné na křesle.

- Těsné dosednutí podnožky ke křeslu zajistíte posunutím západky do druhé sady otvorů, čímž se zvýší napětí spony na podnožce.
- Pěna se časem zmáčkne a podnožka se vzhledem ke křeslu uvolní; posunutí spony pomůže utáhnout spojení podnožky s křeslem.
- Ujistěte se, že spojení je bezpečně utažené a že se nemůže uvolnit.
- Toto proveďte na obou stranách křesla, aby napětí spon bylo stejné a účinné.



- Spona musí zapadnout do západky, poté ji zatlačte směrem dopředu, až zacvakne ke křeslu. To by mělo zajistit bezpečné spojení podnožky s křeslem.



Snímatelné potahy (příslušenství)

Křeslo Omega lze vybavit snímatelnými potahy zádové opěrky, sedáku, područek a podnožky, které je možno prát.

Všechna křesla Omega, včetně podnožek, mají z výroby na spodní straně přidělaný suchý zip pro případné připevnění potahů.

Všechny potahy na křeslo dobře padnou a je třeba je pevně napnout na jednotlivé části křesla a zespod je připevnit suchým zipem. Levou a pravou područku lze rozlišit dle otvorů pro uchycení podnožky, a proto se potah vždy hodí jen na jednu stranu.

Potah pod hlavu (příslušenství)

Potah pod hlavu je ochranný povlak, který se nasadí na vrch křesla, aby zakryl hlavovou oblast a uchránil polstrování proti nadměrnému opotřebení a roztrhnutí. Potah je třeba plně natáhnout přes vrch křesla, aby nedošlo k jeho sklouznutí.

Bezpečnostní popruh a upevňovací kroužky (příslušenství)

Bezpečnostní popruh se používá k udržení pánve sedící osoby u opěradla křesla.

- Popruh se připevní ke křeslu zacvaknutím spon na koncích do kroužků, které se nachází na obou stranách sedáku.
- Před posazením uživatele uvolněte přezku uprostřed popruhu a oba jeho konce dejte buď přes područky, nebo ke stranám sedáku.
- Když je uživatel usazený, zapněte popruh na přezku.
- Nastavte délku popruhu tak, aby pevně držel, ale neomezoval pohyb sedící osoby.

Bezpečnostní pás (příslušenství)

Tento bezpečnostní pás je alternativou k předchozímu popruhu a rovněž se používá k udržení sedící osoby u opěradla křesla. Ideální je zabudovat upevnění obou pásů do křesla při výrobě, ale je možné, aby to udělal posléze školený zástupce.

- Abyste využili pás co nejlépe, před posazením uživatele uvolněte stisknutím přezku uprostřed a oba konce pásu dejte buď přes područky, nebo ke stranám sedáku.
- Když je uživatel usazený, zapněte pás na přezku.
- Zatažením za plastové očko nastavte délku pásu tak, aby pevně držel, ale neomezoval pohyb sedící osoby.



Péče a údržba

Doporučená péče, čištění a údržba je také popsána v zásadách péče a údržby, které jsou přiloženy ke křeslu, a na cedulce připevněné na vašem křesle.

- Konstrukci otřete měkkým hadříkem s mýdlovou vodou.
- Pravidelně kontrolujte kolečka, aby v nich nebyly nahromaděny chomáčky prachu nebo částičky nečistot.
- Nedoporučuje se čistit hrubými mycími houbami.

Podpora

Pokud budete mít nějaké potíže, ať už před či po koupi křesla, kontaktujte náš tým služeb zákazníkům na **informační lince zdarma 0800 212709** nebo ze země mimo Velké Británie **+44 (0) 1440 705352** a oni s vámi vše prodiskutují. Jestliže jste zakoupili vaše křeslo u distributora firmy Kirton, obraťte se prosím nejdříve na něho.

Jestliže budete telefonovat kvůli určitému výrobku k sezení nebo části nábytku, připravte si nejdříve číslo vaší objednávky. To se většinou nachází na spodní části křesla a pomůže nám zjistit podrobnosti o vaší objednávce a efektivně vyřešit váš dotaz.



**23 Rookwood Way
Haverhill
Suffolk
CB9 8PB
England**

**Telefon: +44 (0) 1440 705352
Fax: +44 (0) 1440 706351
Linka zdarma: 0800 212709**

**Email: info@kirtonhealthcare.co.uk
www.kirton-healthcare.co.uk**

Možná rizika, upozornění a varování

- Uživatel je ohrožen, jestliže křeslo Omega není přesně určeno a nastaveno tak, aby vyhovovalo jeho konkrétním požadavkům.
- **Nepoužívejte** podnožku jako sedátko a neposunujte za ni celé křeslo. Může tak dojít ke zranění nebo poškození křesla.
- **Nepohybujte** s křeslem, aniž jste se ujistili, že jsou odbrzděná kolečka.
- **Nesedejte** na područky, protože by se mohl poškodit potah a křeslo je také pak nestabilní.
- Osoba sedící v křesle by měla být **pravidelně** kontrolována a mělo by se dohlížet na to, aby se neposunula nebo nesklouzla do nevhodné polohy.
- Uživatelé a osoby pečující o křeslo by si měli dát pozor, aby se při posazování a vstávání z křesla neporanili o spony k připojení podnožky, které vyčnívají, pokud podnožka není připevněna ke křeslu. Nicméně spony jsou vyrobeny z gumy a jsou ohybatelné.
- Uživatelé a osoby pečující o křeslo by si rovněž měli dát pozor, aby si nezachytili prsty buď mezi sedák a područku nebo mezi sedák a opěrku zad. Podobně je třeba být opatrný při zajišťování podnožky ke křeslu, aby nedošlo k přiskřípnutí rukou mezi podnožku a křeslo.
- Při používání jakéhokoli příslušenství, jako je pás k zafixování pánve nebo bezpečnostní pásy, by měla být sedící osoba pravidelně kontrolována a mělo by se dohlížet na to, aby seděla stále ve správné poloze.